

DE-CS7-78

Couvercle de l'appareil

pour le couvercle supérieur de la machine, 70 cm de prof., 90 cm de larg.



Code EAN: 4002513297560 / Numéro de matériel: 05744740 /

Ancien Numéro de matériel: 69216009D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
Catégorie de produit	
Couvercle	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	900
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	700
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	2 (50)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	32 3/8 (820)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	39 7/8 (1010)
Poids net en kg	15 (6,80)
Poids brut en kg	19 (8,60)