

A 19
Couvercle
pour fixer la vaisselle fragile.



- Tôle perforée 7 x 7 x 3 mm
- Convient pour l'utilisation de E 969

Code EAN: 4002513298758 / Numéro de matériel: 05746210 /
Ancien Numéro de matériel: 69796901D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8527	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Couvercle	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	18
Dimension extérieure, largeur nette en mm	251
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	351
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	2 7/8 (70)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	10 7/8 (275)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	20 3/8 (515)
Poids net en kg	2 (0,55)
Poids brut en kg	2 (0,70)