

E 969

Complément

pour la prise en charge de divers instruments.



- Tôle perforée 7 x 7 x 3 mm
- Utilisable pour E 900-4/1, E 935/1, E 975/2, E 941 mit E 945*

* Utilisation dans le système E 941 en association avec E 945.

Code EAN: 4002513298765 / Numéro de matériel: 05746240 /
Ancien Numéro de matériel: 69596901D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8527	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les béciers	•
Autre complément	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	122
Dimension extérieure, largeur nette en mm	363
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	533
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	6 1/2 (165)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	22 1/16 (560)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	21 1/8 (535)
Poids net en kg	3 (1,33)
Poids brut en kg	5 (2,23)