

E 957

Chariot

pour la prise en charge de max. 12 objets de verrerie de labo. de grande taille.



- Équipé de 12 buses de Ø 10 mm
- Cadre de support réglable en hauteur
- Bande magnétique pour la détection automatique de chariot
- Hauteur de chargement max. à partir de la butée : 24 1/4 (615) in (mm) mm

Code EAN: 4002513298789 / Numéro de matériel: 05746300 /
Ancien Numéro de matériel: 69595701D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8527	•
Catégorie de produit	
Autres chariots	•
Module pour verrerie de laboratoire grand volume	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Hauteur de chargement maximale en mm	24 1/4 (615)
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie de laboratoire grand volume [nombre]	12
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	13 15/16 (353)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	25 1/4 (640)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	31 1/8 (790)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	15 3/8 (390)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	26 3/16 (665)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	31 3/4 (805)
Poids net en lb (kg)	38 (16,98)
Poids brut en lb (kg)	39 (17,45)