

E 492  
Complément  
pour la prise en charge des haricots.



- Équipé de 9 supports, hauteur 3 1/2 (86) in (mm) mm, écartement 2 (49) in (mm) mm
- Utilisable dans le panier inférieur

Code EAN: 4002513317343 / Numéro de matériel: 05771140 /  
Ancien Numéro de matériel: 69549201D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour les haricots/cuvettes	•
Autre complément	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Écart entre les supports en mm	2 (49)
Hauteur de support en mm	3 1/2 (86)
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des haricots	•
<b>Capacité</b>	
Haricots [nombre]	9
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	120
Dimension extérieure, largeur nette en mm	256
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	474
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	5 (125)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	12 5/8 (320)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	19 (480)
Poids net en kg	3 (1,06)
Poids brut en kg	3 (1,31)