

E 710/1

Chariot

pour la prise en charge optimale de 4 conteneurs DIN, couvercles inclus.



- Dimensions du conteneur : 150 x 300 x 600 mm
- Taille du couvercle : 30 x 300 x 600 mm
- Bande mag. pour détection auto. chariot (sans bande magn.)

Code EAN: 4002513369199 / Numéro de matériel: 05848260 / Ancien Numéro de matériel: 69571002D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7825	•
G 7826	•
Catégorie de produit	
Chariot pour conteneur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des containers	•
Capacité	
Container DIN hauteur 15 cm [nombre]	4
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	17 3/4 (450)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 7/8 (530)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	23 5/8 (600)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	29 3/16 (740)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	31 1/2 (800)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	47 1/4 (1200)
Poids net en lb (kg)	64 (29,00)
Poids brut en lb (kg)	84 (38,00)
Paquet d'accessoires	
Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (sans aimant) [nombre]	1