


E 742
Module
pour la prise en charge optimale de divers instruments.



- Pour le complément dans le chariot E 741/1

Code EAN: 4002513369854 / Numéro de matériel: 05848320 /
Ancien Numéro de matériel: 69574201D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
G 7826	•
Catégorie de produit	
Autre complément/autre module	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	3 5/16 (83)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	8 11/16 (220)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	18 1/16 (458)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	3 9/16 (90)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	8 7/8 (225)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	18 5/16 (465)
Poids net en lb (kg)	2 (0,49)
Poids brut en lb (kg)	2 (0,69)