

U 168/1

Panier inférieur

pour la prise en charge idéale des sabots de bloc opératoire.



- Convient pour 20 sabots de bloc opératoire jusqu'à la taille 45
- 20 supports de 11 5/8 (295) in (mm) mm
- Support pour ML/2 pour détection chariot/contrôle bras de lavage

Code EAN: 4002513390940 / Numéro de matériel: 05878590 /
Ancien Numéro de matériel: 69116803D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Complément pour les sabots de bloc opératoire	•
Panier inférieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Hauteur de support en mm	11 5/8 (295)
Domaine d'application	
Traitement des sabots de bloc opératoire	•
Capacité	
Sabots de bloc opératoire [nombre]	20
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	12 7/16 (315)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	21 1/8 (535)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 5/16 (515)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	12 5/8 (320)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 1/2 (545)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 1/2 (545)
Poids net en lb (kg)	8 (3,20)
Poids brut en lb (kg)	12 (5,20)