


O 177/1

Panier supérieur

pour un nettoyage avec 26 buses et la prise en charge de différents compléments.



- Côté droit pour la prise en charge de divers compléments
- Côté gauche avec 26 buses et 7 entonnoirs montés librement
- Équipé d'une grille de support réglable en hauteur
- Hauteur de chargement 230/205 mm
- Réglable en hauteur : - 20 / - 40 mm

Code EAN: 4002513412413 / Numéro de matériel: 05913050 /
Ancien Numéro de matériel: 69117702D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Capacité	
Instruments rotatifs [nombre]	11
Instruments avec lumen [nombre]	22
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	10 3/8 (263)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	19 5/8 (498)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	17 15/16 (455)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	11 1/16 (280)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 1/2 (545)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	22 1/16 (560)
Poids net en lb (kg)	9 (3,70)
Poids brut en lb (kg)	10 (4,52)