

E 441/1

Complément

pour la prise en charge optimale des micro-instruments.



- La largeur de mailles du fond correspond à 1,7 mm
- Les côtés sont fermés, empilables
- Division int. avec 6 arêtes réglables pour disposition délicate
- Stérilisation vapeur à 121° C/134° C

Code EAN: 4002513460476 / Numéro de matériel: 05988240 /
Ancien Numéro de matériel: 69544102D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments MIC	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des instruments CMI	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	2 3/8 (60) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	7 1/4 (183) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	11 3/16 (284) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	3 15/16 (100)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	8 5/16 (210)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	12 7/16 (315)
Poids net en kg	2 (0,77)
Poids brut en kg	3 (0,92)