

FP 20

Plaque de filtre

pour traitement pièces à main et contre-angles pour utilisation de AUF 1/AUF 2.



- Pour éviter tout blocage lié aux plus petites particules
- Porosité 2
- 20 plaques filtrantes par unité d'emballage

Code EAN: 4002513505498 / Numéro de matériel: 06059480 / Ancien Numéro de matériel: 69751201D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Caractéristiques produit	
Couleur	Blanc
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	1 3/16 (30)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	3 15/16 (100)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	4 15/16 (125)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	1 1/8 (28)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	4 15/16 (125)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	6 5/8 (167)
Diamètre en po (mm)	1 3/16 (30)
Poids net en lb (kg)	1 (0,06)
Poids brut en lb (kg)	1 (0,10)