


E 450/1
Chariot
pour la prise en charge optimale d'instruments MIC.




- Équipé de 42 possibilités d'intégration sur 2 niveaux
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud
- Possibilités intégr. : E 451, E 457, E 460, E 473, E 444
- Support pour ML/2 pour détection chariot/contrôle bras de lavage

Code EAN: 4002513505504 / Numéro de matériel: 06059490 / Ancien Numéro de matériel: 69545003D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Chariot pour instruments CMI	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des instruments CMI	•
Capacité	
Instruments avec lumen [nombre]	42
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	19 13/16 (502)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	21 1/8 (535)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 5/16 (515)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	19 11/16 (500)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	20 7/8 (530)
Poids net en lb (kg)	21 (9,50)
Poids brut en lb (kg)	25 (11,06)
Paquet d'accessoires	
E 336 Douille de rinçage MIBO, Ø 11 mm, longueur 121 mm [nombre]	3
E 362 Vis d'obturation [nombre]	2
E 442 Douille de rinçage, Ø 11 mm, longueur 121 mm, avec capuchon Ø 6 mm [nombre]	15
E 443 Douille de rinçage, Ø 11 mm, longueur 121 mm, avec capuchon Ø 10 mm [nombre]	5
E 445 – 12 capuchons de douille de rinçage E 442, ouverture avec Ø 6 mm [nombre]	1
E 446 – 12 capuchons de douille de rinçage E 443, ouverture avec Ø 10 mm [nombre]	1
E 447 Adaptateur femelle pour Luer-Lock mâle [nombre]	3
E 448 Flexible en silicone avec adaptateur Luer-Lock femelle [nombre]	6
E 449 Adaptateur mâle pour Luer-Lock femelle [nombre]	5
E 451 Complément 1/6 complément à mailles [nombre]	1
E 452 Gicleur à injection 2,5 x 60 mm [nombre]	3
E 453 Gicleur à injection 4 x 110 mm avec pince de maintien [nombre]	8
E 454 Gicleur à injection pour douilles de trocart 10-15 mm [nombre]	6

E 450/1
Chariot
pour la prise en charge optimale d'instruments MIC.



Code EAN: 4002513505504 / Numéro de matériel: 06059490 /
Ancien Numéro de matériel: 69545003D

E 456 Écarteurs pour instruments CMI [nombre]	4
E 464 Logement pour gicleur à injection E 454 [nombre]	3
E 472 Ressort à friction pour gicleurs à injection Ø 4 mm [nombre]	2