


E 902/1

Chariot

pour la prise en charge de max. 3 kits de chirurgie MIC en système modulaire.



- Convient pour 6 modules de compl. avec buses/adaptateurs intégrés
- Niveaux sup. & inf. libres pour compléments, par ex. E 142
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud
- Bande magnétique pour détection auto. de chariot (incl. bande magn.)
- Nettoyage des compléments à mailles et des kits de chirurgie MIC

Code EAN: 4002513505542 / Numéro de matériel: 06059530 / Ancien Numéro de matériel: 69590202D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariot pour instruments CMI	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments CMI	•
<b>Capacité</b>	
Compléments à mailles DIN [nombre]	3
Compléments à mailles SPRI [nombre]	1
Jeux CMI [nombre]	3
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	24 7/16 (620)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	25 1/4 (640)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	31 1/8 (790)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	25 5/8 (650)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	25 5/8 (650)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	31 1/2 (800)
Poids net en lb (kg)	53 (24,00)
Poids brut en lb (kg)	75 (34,00)
<b>Paquet d'accessoires</b>	
E 362 Vis d'obturation [nombre]	6
E 444 Tambour pour câbles de fibres optiques/tuyaux d'aspiration [nombre]	3
E 445 – 12 capuchons de douille de rinçage E 442, ouverture avec Ø 6 mm [nombre]	2
E 446 – 12 capuchons de douille de rinçage E 443, ouverture avec Ø 10 mm [nombre]	1
E 905/1 Module pour instruments MIC courts [nombre]	3
E 906/1 Module pour instruments CMI longs [nombre]	3
Flexible en silicone de 2 m Ø 5 mm	•
Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (avec aimants) [nombre]	1