


A 9/1

Support pour plaque perforée
pour nettoyage doux vaisselle fragile avec dispersion des jets de pulvérisation.



- Découpe 7 x 7 mm, arête 3 mm

Code EAN: 4002513531176 / Numéro de matériel: 06097010 /
Ancien Numéro de matériel: 69500902D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8527	•
Catégorie de produit	
Support	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	0 1/16 (1)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	30 7/16 (773)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	22 9/16 (573)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	0 7/16 (10)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	34 5/16 (870)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	23 1/4 (590)
Poids net en lb (kg)	4 (1,70)
Poids brut en lb (kg)	4 (1,80)