

E 529

Chariot

pour la prise en charge optimale de 4-5 kits de chirurgie ophtalmologique.



- 2 niveaux pour la prise en charge des compléments à mailles
- 1 niveau avec 16 ou 30 buses à injection
- Possibilité raccordement pour E 478/1 sur le tuyau d'alimentation
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud
- Bande mag. pour détection auto. chariot (sans bande magn.)

Code EAN: 4002513792553 / Numéro de matériel: 06415950 / Ancien Numéro de matériel: 69552901D

Familie produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
Catégorie de produit	
Chariot pour instruments d'ophtalmologie	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Capacité	
Jeux de bloc opératoire pour micro-instruments [nombre]	4-5
Instruments avec lumen [nombre]	46
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	18 9/16 (471)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 7/8 (530)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	25 7/16 (645)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	21 11/16 (550)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	25 1/4 (640)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	25 5/8 (650)
Poids net en lb (kg)	31 (14,00)
Poids brut en lb (kg)	47 (21,00)