

E 474/4

Chariot de base

pour la prise en charge optimale de max. 2 kits MIC en système modulaire.



- Pour instruments à cavité dans 3 modules de complément
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud
- Pour : E 903, E 905, E 906, E 444, E 460, E 457, E 142
- Support pour ML/2 pour détection chariot/contrôle bras de lavage

Code EAN: 4002513805536 / Numéro de matériel: 06439160 / Ancien Numéro de matériel: 69547405D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Chariot pour instruments CMI	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments CMI	•
Traitement des instruments dentaires	•
Capacité	
Jeux CMI [nombre]	2
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	20 (507)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	21 1/8 (535)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 5/16 (515)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	24 13/16 (630)
Poids net en lb (kg)	23 (10,17)
Poids brut en lb (kg)	23 (10,17)
Paquet d'accessoires	
E 362 Vis d'obturation [nombre]	2
E 447 Adaptateur femelle pour Luer-Lock mâle [nombre]	3