


U 184/1

Panier inférieur

pour prise en charge de tubes à centrifuger, flacons et tubes à essai.



- Équipé de 96 buses à injection
- Utilisable en connexion avec panier sup. O 175 / O 187 / O 184
- Hauteur de chargement de : env. 6 3/4 (170) in (mm) mm

Code EAN: 4002513805659 / Numéro de matériel: 06439180 / Ancien Numéro de matériel: 69118403D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Hauteur de chargement maximale en mm	6 3/4 (170)
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement des tubes à essai	•
<b>Raccordement élect. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	9 7/8 (250)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 5/16 (515)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 15/16 (531)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	10 11/16 (270)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	20 11/16 (525)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Poids net en lb (kg)	12 (5,00)
Poids brut en lb (kg)	14 (6,00)
<b>Paquet d'accessoires</b>	
ID 90, Gicleur à injection Ø 2,5 mm, longueur 90 mm [nombre]	96