

E 436/3

Chariot

pour la prise en charge optimale d'env. 3 kits d'anesthésie.



- Convient pour env. 3 Kits d'anesthésie
- 8 buses avec support à ressort pour tuyaux resp. jusqu'à 1,5 m
- Disposition en spirale
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud
- Support pour ML/2 pour détection chariot/contrôle bras de lavage

Code EAN: 4002513805673 / Numéro de matériel: 06439240 / Ancien Numéro de matériel: 69543604D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Chariot pour instruments d'anesthésie	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Capacité	
Kits AN [nombre]	3
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	20 (507)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	21 1/8 (535)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	21 1/8 (535)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	20 1/8 (510)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	20 1/2 (520)
Poids net en lb (kg)	15 (6,60)
Poids brut en lb (kg)	16 (7,00)
Paquet d'accessoires	
E 430/1 Complément à mailles 1/3 [nombre]	1
E 431 Gicleur à injection pour soufflet, Ø 8 x 193 mm [nombre]	1
E 432 Support pour tuyaux de réanimation annelés [nombre]	1
E 433 Support pour tuyaux de réanimation en silicone [nombre]	2
E 434 Support pour tuyaux de réanimation pour enfants [nombre]	1
E 466 Gicleur à injection 8 x 333 mm, pour ballon d'anesthésie [nombre]	6
E 496 Gicleur à injection 4 x 120 mm [nombre]	10