

E 427

Complément

pour la prise en charge optimale des 6 laryngoscopes.



- Convient pour 6 laryngoscopes

Code EAN: 4002513808209 / Numéro de matériel: 06442120 /  
Ancien Numéro de matériel: 69542701D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les instruments d'anesthésie	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	92
Dimension extérieure, largeur nette en mm	210
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	134
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	6 1/2 (164)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	9 3/4 (245)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	9 7/8 (250)
Poids net en kg	2 (0,90)
Poids brut en kg	3 (1,00)