

U 874/1

Panier inférieur

pour la prise en charge optimale de divers compléments et compléments à mailles.



- Hauteur chargement diff. si paniers sup. diff. associés chariot
- Support pour bande magnétique ML/2 pour détection chariot auto.

Code EAN: 4002513808919 / Numéro de matériel: 06442940 / Ancien Numéro de matériel: 69187403D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Panier inférieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments CMI	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des sabots de bloc opératoire	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement de divers ustensiles	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	2 (50)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 15/16 (531)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 5/16 (515)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	3 15/16 (100)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	20 7/8 (530)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 1/2 (545)
Poids net en lb (kg)	5 (2,10)
Poids brut en lb (kg)	7 (2,97)