


E 319/3

Tamis

pour protection contre contamination liée à étiquettes ou des éclats de verre.



- Filtre total retenant les gros résidus
- Empêche contamination liée étiquettes verrerie laboratoire
- Empêche contamination liée éclats de verre verrerie laboratoire

Code EAN: 4002513860238 / Numéro de matériel: 06477070 /
Ancien Numéro de matériel: 69531904D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Cache	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1 5/8 (40) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	18 1/8 (460) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	20 1/8 (510) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	3 3/8 (85)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	24 13/16 (630)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	25 1/4 (640)
Poids net en kg	5 (1,98)
Poids brut en kg	6 (2,61)