

E 715/1

Chariot

pour la prise en charge de max. 4 kits anest. ou 12 tuyaux respi. (1,5 m) et accessoires.



- Disposition des tuyaux de réanimation en spirale
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud
- Bande mag. pour détection auto. chariot (sans bande magn.)

Code EAN: 4002513872699 / Numéro de matériel: 06491890 / Ancien Numéro de matériel: 69571502D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariot pour instruments d'anesthésie	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
<b>Capacité</b>	
Kits AN [nombre]	4
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	20 7/8 (530)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	23 5/8 (600)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	25 7/16 (645)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	22 1/16 (560)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	25 1/4 (640)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	26 13/16 (680)
Poids net en lb (kg)	22 (9,70)
Poids brut en lb (kg)	23 (10,00)
<b>Paquet d'accessoires</b>	
E 430/1 Complément à mailles 1/3 [nombre]	1
E 431 Gicleur à injection pour soufflet, Ø 8 x 193 mm [nombre]	1
E 432 Support pour tuyaux de réanimation annelés [nombre]	1
E 433 Support pour tuyaux de réanimation en silicone [nombre]	3
E 434 Support pour tuyaux de réanimation pour enfants [nombre]	1
E 466 Gicleur à injection 8 x 333 mm, pour ballon d'anesthésie [nombre]	6
E 496 Gicleur à injection 4 x 120 mm [nombre]	15
Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (sans aimant) [nombre]	1