

E 729

Complément

pour la prise en charge de max. 4-5 kits de chirurgie ophtalmologique sur 3 niveaux.



- 2 niveaux pour la prise en charge de 4 compléments à mailles DIN
- 1 niveau avec 16 ou 30 buses à injection
- Possibilité raccordement pour E 478/1 sur le tuyau d'alimentation
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud
- Bande mag. pour détection auto. chariot (sans bande magn.)

Code EAN: 4002513893274 / Numéro de matériel: 06517580 / Ancien Numéro de matériel: 69572901D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7825	•
G 7826	•
Catégorie de produit	
Chariot pour instruments d'ophtalmologie	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	4
Compléments à mailles SPRI [nombre]	2
Jeux de bloc opératoire pour micro-instruments [nombre]	4-5
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	18 9/16 (471)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 7/8 (530)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	23 5/8 (600)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	26 13/16 (680)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	22 1/16 (560)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	25 5/8 (650)
Poids net en lb (kg)	32 (14,40)
Poids brut en lb (kg)	37 (16,40)
Paquet d'accessoires	
E 476 Logement [nombre]	1
E 477 Butée [nombre]	1
E 790 Éléments de raccord Luer-Lock femelles/Luer-lock femelles [nombre]	8
E 791 Éléments de raccord Luer-Lock femelles/Luer-lock mâles [nombre]	8
Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (sans aimant) [nombre]	1