

E 479

Enregistrement

pour les micro-instruments jusqu'à 4 mm de Ø.



- Utilisable dans les compléments avec largeur de mailles de 5 mm
- 50 pièces par sac

Code EAN: 4002513918175 / Numéro de matériel: 06553750 /  
Ancien Numéro de matériel: 69747901D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Logement	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Transparent
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments CMI	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	0 1/4 (5)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	0 7/8 (21)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	0 7/8 (21)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	3 3/4 (95)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	4 3/8 (110)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	3 3/16 (80)
Poids net en lb (kg)	1 (0,19)
Poids brut en lb (kg)	1 (0,23)