


A 12/1

Complément

pour nettoyage doux vaisselle fragile avec dispersion des jets de pulvérisation.



- Avec découpes 7 x 7 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur
- Utilisation recommandée dans PG 8536

Code EAN: 4002513975697 / Numéro de matériel: 06629670 /  
Ancien Numéro de matériel: 69501203D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Support	•
Cadre inférieur	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0 1/16 (1) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	8 7/8 (224) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	16 15/16 (429) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	3 (75)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	11 1/16 (280)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	20 1/8 (510)
Poids net en kg	1 (0,37)
Poids brut en kg	2 (0,56)