


E 950/1

Chariot

pour la prise en charge optimale de verrerie à col étroit sur 3 niveaux.



- Équipé de 232 buses
- Niveaux 1 + 3 : 80 buses ID 90 (2,5 x 90 mm)
- Niveau 2 : 72 buses ID 90 (2,5 x 90 mm)
- Hauteur de chargement maximale des trois niveaux, chacun 148 mm

Code EAN: 4002514072708 / Numéro de matériel: 06696990 / Ancien Numéro de matériel: 69595002D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8527	•
Catégorie de produit	
Chariot pour verrerie à col étroit	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	232
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	22 9/16 (572)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	25 1/4 (640)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	31 1/8 (790)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	25 5/8 (650)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	25 5/8 (650)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	32 5/16 (820)
Poids net en lb (kg)	63 (28,20)
Poids brut en lb (kg)	89 (40,00)
Paquet d'accessoires	
Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (avec aimants) [nombre]	1