

E 405/1

Chariot

pour prise en charge de max. 38 pipettes, raccordement de séchage à l'air chaud.



- Convient pour 38 pipettes dans ?? rangées
- 1. Rangée : 10 pip. 100 ml (550 mm max), écar. entre sup. 20 mm
- 2. Rangée : 14 pipettes de 25 ml, écartement entre supports 26 mm
- 3. Rangée : 14 pipettes de 10 ml, écartement entre supports 26 mm
- Support pour ML/2 pour détection chariot/contrôle bras de lavage

Code EAN: 4002514087078 / Numéro de matériel: 06727920 / Ancien Numéro de matériel: 69540502D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Chariot avec raccordement pour le séchage à l'air chaud	•
Chariot pour pipettes	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Capacité	
Pipettes [nombre]	38
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	19 13/16 (502)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	21 1/8 (535)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 3/8 (517)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	19 11/16 (500)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	20 7/8 (530)
Poids net en lb (kg)	14 (6,20)
Poids brut en lb (kg)	18 (8,10)