


E 105/1

Complément

pour une prise en charge optimale des tubes à essai jusqu'à 12 x 165 mm.



- convient pour env. 200 Tubes à essai (jusqu'à 12 x 165 mm)
- Capacité comprenant le couvercle A 13
- La largeur de mailles est égale à 9 x 9 mm

Code EAN: 4002514231075 / Numéro de matériel: 06907650 /  
Ancien Numéro de matériel: 69510502D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les tubes à essai	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	6
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des tubes à essai	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Tubes à essai [nombre]	200
<b>Raccordement élect. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	8 3/8 (212)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	7 7/8 (200)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	8 5/16 (210)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	9 5/16 (235)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	9 1/2 (240)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	9 7/8 (250)
Poids net en lb (kg)	2 (0,90)
Poids brut en lb (kg)	3 (1,14)
<b>Paquet d'accessoires</b>	
Couvercles A 13 [nombre]	1