


E 903/1

Module

pour la prise en charge optimale de kits de TUR (résection transurétrale).



- Possibilité d'intégration de jusqu'à 10 instruments à cavité


Code EAN: 4002514256290 / Numéro de matériel: 06943230 / Ancien Numéro de matériel: 69590302D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments MIC	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments CMI	•
Capacité	
Instruments avec lumen [nombre]	10
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	1 5/8 (40)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	18 3/16 (461)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 1/8 (510)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	7 1/8 (180)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 11/16 (550)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	22 1/16 (560)
Poids net en lb (kg)	7 (2,93)
Poids brut en lb (kg)	9 (3,65)
Paquet d'accessoires	
E 442 Douille de rinçage, Ø 11 mm, longueur 121 mm, avec capuchon Ø 6 mm [nombre]	3
E 444 Tambour pour câbles de fibres optiques/tuyaux d'aspiration [nombre]	1
E 447 Adaptateur femelle pour Luer-Lock mâle [nombre]	1
E 448 Flexible en silicone avec adaptateur Luer-Lock femelle [nombre]	4
E 453 Gicleur à injection 4 x 110 mm avec pince de maintien [nombre]	3
E 454 Gicleur à injection pour douilles de trocart 10-15 mm [nombre]	1
E 467 Douille de rinçage 205 mm pour instruments CMI/pinces [nombre]	3
E 469 Douille de rinçage 300 mm pour instruments CMI/urologie [nombre]	3

E 903/1

Module

pour la prise en charge optimale de kits de TUR (résection transurétrale).



Code EAN: 4002514256290 / Numéro de matériel: 06943230 /
Ancien Numéro de matériel: 69590302D

E 907/1 Complément à mailles avec couvercle pour petites
pièces [nombre] 1

Flexible en silicone de 2 m Ø 5 mm

Support plastique [nombre] 1