

E 905/1

Module

pour la prise en charge des instruments MIC , par ex. d'arthroscopie et d'urologie.



- Possibilité d'intégration de jusqu'à 16 instruments à cavité
- Compartiment pour par ex. l'arthroscopie, la laparoscopie

Code EAN: 4002514256306 / Numéro de matériel: 06943240 / Ancien Numéro de matériel: 69590502D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments MIC	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments CMI	•
Capacité	
Instruments avec lumen [nombre]	16
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	1 5/8 (40)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	18 3/16 (461)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 1/8 (510)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	6 3/4 (170)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	22 1/16 (560)
Poids net en lb (kg)	7 (3,01)
Poids brut en lb (kg)	8 (3,62)
Paquet d'accessoires	
E 336 Douille de rinçage MIBO, Ø 11 mm, longueur 121 mm [nombre]	1
E 362 Vis d'obturation [nombre]	2
E 442 Douille de rinçage, Ø 11 mm, longueur 121 mm, avec capuchon Ø 6 mm [nombre]	1
E 447 Adaptateur femelle pour Luer-Lock mâle [nombre]	2
E 448 Flexible en silicone avec adaptateur Luer-Lock femelle [nombre]	4
E 449 Adaptateur mâle pour Luer-Lock femelle [nombre]	2
E 452 Gicleur à injection 2,5 x 60 mm [nombre]	4
E 453 Gicleur à injection 4 x 110 mm avec pince de maintien [nombre]	3
E 454 Gicleur à injection pour douilles de trocart 10-15 mm [nombre]	3
E 464 Logement pour gicleur à injection E 454 [nombre]	1

E 905/1

Module

pour la prise en charge des instruments MIC , par ex. d'arthroscopie et d'urologie.



Code EAN: 4002514256306 / Numéro de matériel: 06943240 /
Ancien Numéro de matériel: 69590502D

E 472 Ressort à friction pour gicleurs à injection Ø 4 mm 1
[nombre]

E 907/1 Complément à mailles avec couvercle pour petites 1
pièces [nombre]