


E 906/1

Module

pour la prise en charge des instruments MIC , par ex. d'arthroscopie et d'urologie.



- Possibilité d'intégration de jusqu'à 10 instruments à cavité
- Compartiment pour par ex. l'arthroscopie, la laparoscopie

Code EAN: 4002514256313 / Numéro de matériel: 06943250 / Ancien Numéro de matériel: 69590602D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les instruments MIC	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments CMI	•
<b>Capacité</b>	
Instruments avec lumen [nombre]	10
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	1 5/8 (40)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	18 3/16 (461)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 1/8 (510)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	6 5/16 (160)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 1/2 (545)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	20 7/8 (530)
Poids net en lb (kg)	7 (2,87)
Poids brut en lb (kg)	8 (3,56)
<b>Paquet d'accessoires</b>	
E 336 Douille de rinçage MIBO, Ø 11 mm, longueur 121 mm [nombre]	1
E 362 Vis d'obturation [nombre]	2
E 442 Douille de rinçage, Ø 11 mm, longueur 121 mm, avec capuchon Ø 6 mm [nombre]	5
E 443 Douille de rinçage, Ø 11 mm, longueur 121 mm, avec capuchon Ø 10 mm [nombre]	3
E 448 Flexible en silicone avec adaptateur Luer-Lock femelle [nombre]	2
E 454 Gicleur à injection pour douilles de trocart 10-15 mm [nombre]	1
E 456 Écarteurs pour instruments CMI [nombre]	2
E 464 Logement pour gicleur à injection E 454 [nombre]	1
E 908/1 Complément pour instruments MIC ou séparateurs modulables [nombre]	1