

E 907/1

Complément à mailles

pour la prise en charge optimale de divers instruments à petites pièces.



- Avec couvercle pour les petites pièces
- Largeur de mailles de 3 x 1 mm
- Crochet pour suspension avec E 905/1 et E 903/1

Code EAN: 4002514256320 / Numéro de matériel: 06943820 /  
Ancien Numéro de matériel: 69590702D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Catégorie de produit	
Complément à mailles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	1 15/16 (48)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	5 1/8 (129)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	6 3/4 (170)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	2 13/16 (70)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	6 1/8 (155)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	9 1/16 (230)
Poids net en lb (kg)	1 (0,30)
Poids brut en lb (kg)	1 (0,37)