

E 911/3

Chariot

pour la prise en charge optimale de 4 conteneurs DIN avec couvercle.



- Dimensions du conteneur : 300 x 300 x 600 mm
- Bande magnétique pour détection auto. de chariot (incl. bande magn.)

Code EAN: 4002514257969 / Numéro de matériel: 06943850 / Ancien Numéro de matériel: 69591104D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Chariot pour conteneur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des containers	•
Capacité	
Container DIN hauteur 30 cm [nombre]	4
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	17 15/16 (455)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	25 1/4 (640)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	31 1/8 (790)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	27 9/16 (700)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	31 1/2 (800)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	47 1/4 (1200)
Poids net en lb (kg)	40 (18,00)
Poids brut en lb (kg)	62 (28,00)
Paquet d'accessoires	
Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (avec aimants) [nombre]	1