

E 912/2

Chariot

pour la prise en charge optimale de 4 conteneurs ISO avec couvercle.



- Dimensions du conteneur : 180 x 400 x 600 mm
- Bande magnétique pour détection auto. de chariot (incl. bande magn.)

Code EAN: 4002514257976 / Numéro de matériel: 06943860 / Ancien Numéro de matériel: 69591203D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Chariot pour conteneur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des containers	•
Capacité	
Conteneur ISO hauteur 18 cm [nombre]	4
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	17 15/16 (455)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	25 1/4 (640)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	31 1/8 (790)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	25 5/8 (650)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	25 5/8 (650)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	31 1/2 (800)
Poids net en lb (kg)	29 (13,00)
Poids brut en lb (kg)	49 (22,00)
Paquet d'accessoires	
Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (avec aimants) [nombre]	1