

E 949

Module

pour la prise en charge optimale de 8 implants ou alésoirs.



- Équipé de 8 supports pour implants*
- Équipé de 6 douilles de prolongement pour alésoirs**

* Les supports sont pré-montés.

** Les douilles de prolongement ne sont pas montées.

Code EAN: 4002514312040 / Numéro de matériel: 07025320 /
Ancien Numéro de matériel: 69594901D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PG 8527	•
PG 8528	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments chirurgicaux orthopédiques	•
Capacité	
Forets pour cavité médullaire [nombre]	8
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	4 9/16 (115)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	13 7/8 (352)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	22 (558)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	11 7/16 (290)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	20 7/8 (530)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	22 1/16 (560)
Poids net en lb (kg)	78 (35,00)
Poids brut en lb (kg)	100 (45,00)