

E 703/1

Essai

pour la prise en charge optimale de max. 7 instruments à cavité.



- Module à injection pour les chariots E 525/2 et E 701/2

Code EAN: 4002514312064 / Numéro de matériel: 07025350 / Ancien Numéro de matériel: 69570302D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7824	•
G 7826	•
Catégorie de produit	
Autre complément/autre module	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments avec lumen	•
Capacité	
Instruments avec lumen [nombre]	7
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	6 3/4 (170)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	21 7/8 (555)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	26 13/16 (680)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	22 1/16 (560)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	25 5/8 (650)
Poids net en lb (kg)	2 (0,85)
Poids brut en lb (kg)	3 (1,00)
Paquet d'accessoires	
E 362 Vis d'obturation [nombre]	3
E 447 Adaptateur femelle pour Luer-Lock mâle [nombre]	1
E 449 Adaptateur mâle pour Luer-Lock femelle [nombre]	2
E 980 Adaptateur d'angle [nombre]	3
Gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 110 mm [nombre]	3
Gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 120 mm avec ressort à friction [nombre]	3