

E 980

Adaptateur

pour la prise en charge optimale d'instruments longs à cavité.



- Permet la prise en charge d'instruments à cavité longs
- Vissage possible de diverses buses ou adaptateurs Luer-Lock

Code EAN: 4002514312071 / Numéro de matériel: 07025360 / Ancien Numéro de matériel: 69598001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments avec lumen	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	0 5/8 (15)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	3 15/16 (100)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	3 3/16 (80)
Poids net en lb (kg)	1 (0,04)
Poids brut en lb (kg)	1 (0,05)