

TK 180
Panier de séchage
pour suspendre dans la sècheuse.



- Convient à PT 5186 et PT 7186
- Pour le séchage des textiles délicats
- Idéal pour le séchage des textiles type chaussures de sport

Code EAN: 4002514715698 / Numéro de matériel: 07289550 /
Ancien Numéro de matériel: 59018001D

Famille produit	
Sècheuse	•
Famille produits/accessoires	
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PWT 6089	•
Catégorie de produit	
Panier de séchage	•
Caractéristiques produit	
Raccordement électrique	OHNE
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0 (0)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0 (0)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0 (0)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	18 3/4 (475)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	21 3/4 (550)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	21 3/4 (550)
Poids net [kg]	3 (0,96)
Poids brut en kg	7 (2,94)