

FP ED

Plaque de filtre

réutilisable, en acier inoxydable, pour le traitement des canules étroites.



- Pour éviter tout blocage lié aux plus petites particules
- Retraitement simple pour une utilisation prolongée

Code EAN: 4002514494548 / Numéro de matériel: 07290770 /  
Ancien Numéro de matériel: 69751202D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Filtre	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0 1/16 (1) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	1 5/16 (33) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1 5/16 (33) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	4 3/4 (120)
Diamètre en mm	1 3/16 (30)
Poids net en kg	1 (0,00)
Poids brut en kg	1 (0,00)