

E 478/1

Enregistrement

pour le nettoyage optimal de 4 canules étroites (canules Sautter).



- Équipé d'une plaque filtrante en inox (FP-ED)

Code EAN: 4002514496948 / Numéro de matériel: 07292920 / Ancien Numéro de matériel: 69747802D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Logement	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments CMI	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Capacité	
Instruments avec lumen [nombre]	4
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3 3/4 (95)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	4 3/8 (110)
Poids net en kg	1 (0,19)
Poids brut en kg	1 (0,23)