

O 190/2

Panier supérieur

pour la prise en charge optimale de divers compléments.



- Hauteur de chargement de : 8 1/2 (215) in (mm) mm
- Avec bras de lavage aimanté intégré
- Aimant pour utilisation capteur bras lavage sur PG 8535, PG 8536

Code EAN: 4002514556185 / Numéro de matériel: 07333050 /
Ancien Numéro de matériel: 69119002D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Hauteur de chargement maximale en mm	8 1/2 (215)
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	10 7/16 (265)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 15/16 (531)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	18 3/4 (475)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	11 1/4 (285)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 7/8 (555)
Poids net en lb (kg)	6 (2,40)
Poids brut en lb (kg)	8 (3,19)