


O 167/1

Panier supérieur

pour la prise en charge optimale des semelles de sabots de bloc opératoire.



- Convient pour jusqu'à 28 semelles
- Avec bras de lavage aimanté intégré
- Aimant pour utilisation capteur bras lavage sur PG 8535, PG 8536

Code EAN: 4002514556215 / Numéro de matériel: 07333080 /  
Ancien Numéro de matériel: 69116703D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour les sabots de bloc opératoire	•
Panier supérieur	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des sabots de bloc opératoire	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	7 11/16 (195)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	18 15/16 (480)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	18 3/4 (475)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	8 5/16 (210)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	19 1/2 (495)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Poids net en lb (kg)	6 (2,40)
Poids brut en lb (kg)	8 (3,23)