

O 173/1

Panier supérieur

pour la prise en charge optimale des sabots de bloc opératoire.



- Convient pour 8 sabots de bloc opératoire jusqu'à la taille 41
- Avec bras de lavage aimanté intégré
- Aimant pour utilisation capteur bras lavage sur PG 8535, PG 8536

Code EAN: 4002514556222 / Numéro de matériel: 07333090 /
Ancien Numéro de matériel: 69117302D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Complément pour les sabots de bloc opératoire	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des sabots de bloc opératoire	•
Capacité	
Sabots de bloc opératoire [nombre]	8
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	7 11/16 (195)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 15/16 (531)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	18 3/4 (475)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	10 11/16 (270)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	20 11/16 (525)
Poids net en lb (kg)	6 (2,40)
Poids brut en lb (kg)	8 (3,30)