

E 327/1

Chariot

pour la prise en charge optimale de 4 compléments à mailles DIN.



- Convient pour 4 compléments à mailles DIN sur 2 niveaux
- Aimant pour utilisation capteur bras lavage sur PG 8535, PG 8536
- Avec bras de lavage aimanté intégré
- Support pour ML/2 pour détection chariot/contrôle bras de lavage

Code EAN: 4002514556239 / Numéro de matériel: 07333100 /
Ancien Numéro de matériel: 69532702D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Chariot pour les compléments à mailles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	4
Compléments à mailles SPRI [nombre]	2
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	16 3/16 (410)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 7/8 (530)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	22 1/2 (570)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	16 9/16 (420)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	23 7/16 (595)
Poids net en lb (kg)	6 (2,40)
Poids brut en lb (kg)	8 (3,30)