

E 439/3

Chariot

pour la prise en charge optimale de max. 7 compléments à mailles.



- Convient pour la prise en charge de 7 compléments à mailles sur 3 ou 4 niveaux
- Avec bras de lavage aimanté intégré
- Le deuxième niveau du fond est amovible
- Les hauteurs de chargement des 4 niveaux sont différentes
- Support pour ML/2 pour détection chariot/contrôle bras de lavage

Code EAN: 4002514556246 / Numéro de matériel: 07333110 /
Ancien Numéro de matériel: 69543905D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Chariot pour les compléments à mailles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	7
Compléments à mailles SPRI [nombre]	4
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	19 15/16 (505)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	21 (532)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 3/8 (517)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	19 11/16 (500)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	20 7/8 (530)
Poids net en lb (kg)	27 (11,80)
Poids brut en lb (kg)	30 (13,30)