

E 429/1

Chariot

pour nettoyage micro-instruments (chirurgie ophtalmo.), pour 2-4 kits de chirurgie.



- Avec bras de lavage aimanté intégré
- Niveau 1 : par ex. 4 compl. E441/1 ou 2 compl. E142 par niveau
- de niveau 2 à gauche : 20 raccords pour instruments à cavité
- de niveau 2 à droite : 16 adaptateurs Luer-Lock mâles, horiz. Tuyau
- Support pour ML/2 pour détection chariot/contrôle bras de lavage

Code EAN: 4002514556253 / Numéro de matériel: 07333120 / Ancien Numéro de matériel: 69542902D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
Catégorie de produit	
Chariot pour instruments d'ophtalmologie	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Capacité	
Jeux de bloc opératoire pour micro-instruments [nombre]	2-4
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	20 1/2 (520)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	21 5/16 (540)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	21 5/16 (540)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	20 7/8 (530)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 11/16 (550)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 11/16 (550)
Poids net en lb (kg)	6 (2,40)
Poids brut en lb (kg)	8 (3,30)
Paquet d'accessoires	
E 476 Logement [nombre]	1
E 477 Butée [nombre]	1
E 790 Éléments de raccord Luer-Lock femelles/Luer-lock femelles [nombre]	8
E 791 Éléments de raccord Luer-Lock femelles/Luer-lock mâles [nombre]	8