

MF 27/28-1

Chariots de transfert

pour le chargement & le déchargement des laveurs & désinfecteurs.



- Équipé de 4 roulettes dont 2 fixes
- Manipulation simple et agréable à l'aide de poignées arrondies
- 2 côtés possibilités amarrage ou fixation app., convoyeur, etc.
- Hauteur de chargement de 850 mm, - 100 mm, + 150 mm
- Avec bac collecteur démontable H 70, L 603, P 866 mm

Code EAN: 4002514594026 / Numéro de matériel: 07397640 /  
Ancien Numéro de matériel: 69200111D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de rangement/transport	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	41 3/8 (1050)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	29 3/16 (740)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	36 5/8 (930)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	39 13/16 (1010)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	28 3/4 (730)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	37 7/16 (950)
Poids net en lb (kg)	71 (32,00)
Poids brut en lb (kg)	100 (45,00)