

E 944/2

Module

pour la prise en charge optimale de verrerie à col étroit 500 - 1000 ml.



- 15 buses (E 352) 6 x 220 mm avec support-tulipe (E 354)

Code EAN: 4002514605050 / Numéro de matériel: 07459410 / Ancien Numéro de matériel: 69594403D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie à col étroit [nombre]	15
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	9 7/8 (250)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	22 (558)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	13 7/8 (352)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	7 1/8 (180)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 11/16 (550)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	22 1/2 (570)
Poids net en lb (kg)	9 (3,92)
Poids brut en lb (kg)	10 (4,42)