

E 555/2

Chariot

pour le nettoyage des instruments sur 2 niveaux.



- Mesure de chargement en bas : H 210, L 487, P 592 mm
- Mesure de chargement en haut : H 219, L 495, P 548 mm
- Bande mag. pour détection auto. chariot (sans bande magn.)
- Différents chargements possibles

Code EAN: 4002514606248 / Numéro de matériel: 07460290 / Ancien Numéro de matériel: 69555503D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
Catégorie de produit	
Chariot pour compléments	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des biberons	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des containers	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	4
Compléments à mailles SPRI [nombre]	2
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	11 3/4 (298)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 7/8 (530)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	25 7/16 (645)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	25 5/8 (650)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 11/16 (550)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	25 1/4 (640)
Poids net en lb (kg)	23 (10,00)
Poids brut en lb (kg)	27 (12,00)
Paquet d'accessoires	
Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (sans aimant) [nombre]	1