

E 521/2

Complément

pour la prise en charge de 7 pinces techniques, d'orthodontie et d'extraction.



- Taille de compartiment : 21 x 80 mm
- Convient aussi pour les pinces, p. ex. en podologie

Code EAN: 4002514616438 / Numéro de matériel: 07476430 / Ancien Numéro de matériel: 68552103D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments dentaires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Capacité	
Pinces [nombre]	7
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	5 3/8 (135) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	3 15/16 (100) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	7 1/2 (189) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	4 3/4 (120)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	6 15/16 (175)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	8 11/16 (220)
Poids net en kg	1 (0,42)
Poids brut en kg	2 (0,46)